

④ ^{だれ}誰でも^{つか}使えますか？

AEDは^{はじ}初めての^{ひと}人でも^{かんたん}簡単に^{つか}使えるように^{せつけい}設計されています。^{きしゆ}機種によって^{たしやう}多少の^{ちが}違いはあります。ボタンを^お押す、あるいは^あフタを開けるなどすると^{でんげん}電源が入り、あとは^{おんせい}音声^{つぎ}が次にすべきことを^{しじ}指示してくれます。^{にほんこくない}日本国内に^{せつち}設置されているAEDはすべて^{にほんご}日本語の^{おんせい}音声です。

